




あなたのクリトリス満足してる？



陰唇を指で優しく開き、クリトリスを露出させます

クリトリスを覆うように、本体の吸引口を当てます

最適な位置でスイッチオン。お好みでお楽しみください

クリトリスをすすいすい

3段階 選ぶ!! 弱▶中▶強 吸引パターンは



本体重量 75g

簡単差すだけ USB充電



How to USE



長押しで ON/OFF 1プッシュで吸引パターン切替

女性にとってイイことだらけのセルフケア!!

クリスイーナ Clisuiina

- Relief ストレス解消
- Relax リラックス効果
- Activation 女性ホルモン活性化

- 吸引
- 生活防水
- Si シリコン素材
- 静音
- USB充電

ローションなどを使用すると吸着力・密着度アップ! さらに快感倍増!!!

乳首にもオススメ じっくり、ゆっくり楽しもう。クリトリスが未開発の方は、包皮がかぶったままの状態ですり吸引するのがいいでしょう!



セット内容

本体・USBケーブル・巾着袋

連続使用時間...▶▶約45分

充電時間.....▶▶約90分

